



QuikRead go[®]

Tukea hoitopäätösten tekemiseen

Tukea hoitopäätösten tekemiseen

| QuikRead go -laite | Tuotenro |
|---|----------|
| QuikRead go -laite | 135867 |
| Lisätietoja QuikRead go -tarvikkeista: www.oriondiagnostica.fi | |

QuikRead go on täysin automaattinen, luotettava ja helppokäyttöinen laite QuikRead go -reagenssipakkauksilla tehtäviin määrittäksiin.

| QuikRead go CRP | Tuotenro | Tilausno Mediq |
|---|----------|----------------|
| QuikRead go CRP -reagenssipakkaus, 50 testiä | 135172 | 1003422 |
| QuikRead go CRP -reagenssipakkaus, 50 testiä. Sisältää kapillaarit ja männät. | 133891 | 1700552 |
| QuikRead CRP kontrolli, 1 ml | 68296 | 68296 |
| QuikRead kapillaarit (20 µl), 50 kpl | 67962 | 67962 |
| QuikRead männät, 50 kpl | 67966 | 67966 |

QuikRead go CRP -testi on tarkoitettu CRP:n kvantitatiiviseen määrittämiseen kokoverestä, plasmasta ja seerumista. CRP-testin mittausalue on 5–200 mg/l.

| QuikRead go CRP+Hb | Tuotenro | Tilausno Mediq |
|--|----------|----------------|
| QuikRead go CRP+Hb -reagenssipakkaus, 50 testiä. Sisältää kapillaarit ja männät. | 140066 | 1550522 |
| QuikRead CRP kontrolli, 1 ml | 68296 | 68296 |
| QuikRead go Hb kontrolli, 1 ml | 141154 | 1550278 |
| QuikRead kapillaarit (20 µl), 50 kpl | 67962 | 67962 |
| QuikRead männät, 50 kpl | 67966 | 67966 |

QuikRead go CRP+Hb -testi on tarkoitettu CRP:n kvantitatiiviseen määrittämiseen kokoverestä, plasmasta ja seerumista sekä hemoglobiinin kvantitatiiviseen määrittämiseen kokoverestä. Testi antaa yhdellä analysilla sekä CRP- että Hb-tuloksen samasta kokoverinäytteestä. CRP:n mittausalue on 5–200 mg/l ja hemoglobiinin 50–245 g/l (3,1–15,2 mmol/l).

| QuikRead go Strep A | Tuotenro | Tilausno Mediq |
|---|----------|----------------|
| QuikRead go Strep A -reagenssipakkaus, 50 testiä, sisältää kontrollit | 135883 | 1550319 |

QuikRead go Strep A -testi on tarkoitettu *Streptococcus pyogenes* -mikrobin kvantitatiiviseen toteamiseen nielunäytteestä, kun epäillään Strep A -nielutulehdusta.

| QuikRead go iFOBT | Tuotenro | Tilausno Mediq |
|--|----------|----------------|
| QuikRead go iFOBT -reagenssipakkaus, 50 testiä | 136189 | 1700551 |
| QuikRead FOB Sampling Set, 50 testiä | 138822 | 1550119 |
| QuikRead FOB positive kontrolli 0,8 ml | 06027 | 06027 |

QuikRead go iFOBT -testi on tarkoitettu ulosteen piilevän veren osoittamiseen ja kvantitatiiviseen määrittämiseen. Testi määrittää positiiviseksi tulokseksi pitoisuuden, joka on yli 75 ng Hb/ml. Laitteen kvantitatiivinen mittausalue on 75–1000 ng/ml testiliuoksessa. Kvantitatiiviset arvot voidaan myös esittää muodossa µg/g ulostetta.



Orion Diagnostica kehittää, valmistaa ja markkinoi diagnostisia testejä terveydenhuollon ammattilaisille. Olemme jo yli 40 vuoden ajan olleet rakentamassa hyvinvointia. QuikRead go® on Orion Diagnostica Oy:n rekisteröimä tavaramerkki.

Orion Diagnostica Oy
Koivu-Mankkaan tie 6 B, PL 83, 02101 Espoo
Puh. +358 10 426 2709, Faksi 010 426 2794
www.oriondiagnostica.fi, www.quikread.com

Lisätietoja tuotteista: puh. 010 426 2709
e-mail: suomi@oriondiagnostica.fi
Tilaukset: Mediq Suomi Oy, puh. 020 112 1510