



Certest Gastro

Helppokäyttöiset ja nopeat pikatestit mahasuolikanavan
sairauksien diagnoosin tueksi

Helppokäyttöiset ja nopeat pikatestit mahasuolikanavan sairauksien diagnoosin tueksi

Mahasuolikanavan sairaudet ovat usein vaikeita diagnosoida ja erottaa toisistaan. Certest tarjoaa laajan valikoiman kvalitatiivisia immunokromatografisia pikatestejä näiden vaivojen diagnoosin tueksi. Certest-testien näytemateriaali on uloste, mikä on miellyttävä ja ei-invasiivinen tapa tutkia mahasuolikanavan ongelmia. Certest-pikatestit soveltuvat hyvin esimerkiksi seulontaan.

FOB	Tuotenumero
Certest FOB Card, 20 testiä	F820001F
Certest FOB Card+positive control, 20 testiä	F820001FC
Certest FOB 50+200 Card, 20 testiä	FB882001F

FOB (ulosteen piilevä veri) -testillä määritetään ulosteesta esiintyvää veren hemoglobiinia, joka on merkki ruoansulatuskanavan häiriötilasta. Positiivinen tulos voi kertoa potilaalla esiintyvistä polyypeista tai paksu- ja peräsuolisyyvästä (kolorektaalisyöpä).

FOB-Transferrini	Tuotenumero
Certest FOB-Transferrin Combo Card, 20 testiä	FT882001F
Certest FOB-Transferrin Combo Card+positive control, 20 testiä	FT882001FC
Certest FOB-Transferrin stool collection vials	FT110001F

Certest FOB-transferrini -yhdistelmätestillä määritetään ulosteen veren hemoglobiinin lisäksi transferriniä. FOB kertoo suoliston alempien osien vuodosta. Transferrini on raudan kuljetusproteiini, joka ulosteesta havaittuna kertoo vuodosta ylempässä mahasuolikanavassa.

Kalprotektiini	Tuotenumero
Certest Calprotectin Card, 20 testiä	CP820001F
Certest Calprotectin Card+positive control, 20 testiä	CP820001FC
Certest Calprotectin 200 Card+positive control, 20 testiä	CT820001FC
Certest Calprotectin 200 Card, 20 testiä	CT820001F
Certest Calprotectin 50+200 Combo Card+positive control, 20 testiä	CC882001FC
Certest Calprotectin 50+200 Combo Card, 20 testiä	CC882001F

Kalprotektiini on proteiini, joka voidaan todeta ulosteesta mm. suoliston tulehdustiloissa, etenkin tulehduksellisissa suolistosairauksissa IBD:ssä (Crohnin tauti ja haavainen paksusuolentulehdus). Certest Calprotectin -testi auttaa erottamaan, onko kyseessä IBD vai IBS (ärtyneen suolen oireyhtymä).

Laktoferrini	Tuotenumero
Certest Lactoferrin Card, 20 testiä	LT820101F
Certest Lactoferrin Card+positive control, 20 testiä	LT820101FC

Laktoferrini on proteiini, jonka kohonnut pitoisuus ulosteesta on merkki suoliston tulehdustilasta. Laktoferrinin pitoisuus ulosteesta nousee mm. kolorektaalineoplasioissa ja IBD:ssä.

FOB-Transferrini-Kalprotektiini-Laktoferrini	Tuotenumero
Certest FOB-Transferrin-Calprotectin-Lactoferrin Quad Card, 20 tests	FC862001F

Certest-yhdistelmätestillä saadaan enemmän tietoa suoliston tulehdustilasta ja koko mahasuolikanavan vuodoista.

Kalprotektiini-Laktoferrini	Tuotenumero
Certest Calprotectin-Lactoferrin Combo Card, 20 testiä	CL882001F
Certest Calprotectin-Lactoferrin Combo Card +positive control, 20 testiä	CL882001FC

Certest Calprotectin-Lactoferrin -yhdistelmätestillä saadaan helposti enemmän tietoa suoliston tulehdustilasta ja voidaan auttaa erottamaan IBD IBS:stä. Testi auttaa IBD:n aktiivisuuden seuraamisessa ja relapsin ennustamisessa.



Certest FOB-Transferrin Combo Card, 20 testiä, FT882001F



Orion Diagnostica kehittää, valmistaa ja markkinoi diagnostisia testejä terveydenhuollon ammattilaisille. Olemme jo yli 40 vuoden ajan olleet rakentamassa hyvinvointia.

Orion Diagnostica Oy
Koivu-Mankkaan tie 6 B, PL 83, 02101 Espoo
Puh. 010 426 2709, Faksi 010 426 2794
www.oriondiagnostica.fi

Lisätietoja tuotteista: puh. 010 426 2709
e-mail: suomi@oriondiagnostica.fi
Tilaukset: Mediq Suomi Oy, puh. 020 112 1510