



# QuikRead go<sup>®</sup> CRP+Hb

Lisää tehokkuutta ja nopeutta testaukseen

# Lisää tehokkuutta ja nopeutta testaukseen

QuikRead go CRP+Hb –testi on luotettava ja helpokäyttöinen testi C-reaktiivisen proteiinin (CRP) ja hemoglobiinin (Hb) kvantitatiiviseen mittaamiseen.<sup>1</sup> Infektio-oireisen potilaan kliinisessä hoidossa CRP-pitoisuutta mittaamalla voidaan tehokkaasti ohjata antibioottien käyttöä.<sup>2</sup> Seuraamalla potilaan CRP-tasoa saadaan tietoa hoidon vaikutuksesta, sillä tehokkaalla hoidolla CRP-taso laskee nopeasti.<sup>3,4</sup> Hemoglobiinin mittaaminen antaa tärkeää tietoa potilaan tilasta sekä akuutihoidossa että perusterveydenhuollossa.

## Etuja...

### YKSI TESTI — KAKSI TULOSTA

- » Luotettavat CRP- ja Hb-tulokset yhdestä kokoverinäytteestä<sup>1</sup>
- » Yhdellä laitteella kaksi tulosta samanaikaisesti
- » CRP-mittausalue 5–200 mg/l ja Hb-mittausalue 50–245 g/l<sup>5</sup>

### POTILASYSTÄVÄLLINEN

- » Tarvitaan vain yksi näyte – saadaan kaksi tulosta
- » Mukavuutta potilaalle – yksi näyte riittää

### HELPPOKÄYTTÖINEN

- » Helppo testausmenetelmä, ei manuaalivaiheita
- » Automaattinen hematokriittikorjaus CRP-tuloksille

### Viitteet

1. Data on file, Orion Diagnostica.
2. Aabenhus, R., et al., Biomarkers as point-of-care tests to guide prescription of antibiotics in patients with acute respiratory infections in primary care. Cochrane Database Syst Rev. 2014;11.
3. Oliveira, C.F., et al., Procalcitonin versus C-reactive protein for guiding antibiotic therapy in sepsis: a randomized trial. Crit Care Med. 2013;41(10):2336-43
4. Pepys, M.B., The Acute Phase response and C-reactive Protein, in Oxford Textbook of Medicine, D.A. Warrell, et al., Editors. 2003, Oxford University Press. p. 150-156.
5. Instructions for use.



**QuikRead go**®

## KÄYTTÖ ON ERITTÄIN HELPPOA!



Näyte



Mittaus



Tulos

*Tarkemmat tiedot saat käyttöohjeista.*

Tuote	Tuotenumero	Tilausno Mediq Suomi Oy:stä
QuikRead go CRP+Hb-pakkaus, 50 testiä » Sisältää kapillaarit (20 µl) ja männät	140066	1550522
QuikRead CRP kontrolli 1 ml	68296	68296
QuikRead go CRP kontrolli High 1 ml	137071	1701174
QuikRead go Hb kontrolli	141154	1550278
QuikRead go -laite	135867	–
QuikRead kapillaarit (20 µl) 50 kpl	67962	67962
QuikRead männät 50 kpl	67966	67966



Orion Diagnostica kehittää, valmistaa ja markkinoi diagnostisia testejä terveydenhuollon ammattilaisille. Olemme jo yli 40 vuoden ajan olleet rakentamassa hyvinvointia. QuikRead go® on Orion Diagnostica Oy:n rekisteröimä tavaramerkki.

Orion Diagnostica Oy  
Koivu-Mankkaan tie 6 B, PL 83, 02101 Espoo  
Puh. 010 426 2709, Faksi 010 426 2794,  
www.oriondiagnostica.fi, www.quikread.com

Lisätietoja tuotteista: puh. 010 426 2709  
e-mail: suomi@oriondiagnostica.fi  
Tilaukset: Mediq Suomi Oy, puh. 020 112 1510